

CONSEILS POUR LES CORSETS ET BANDAGES

Conseils utiles

- Portez toujours une chemisette bien serrante sans coutures en dessous de votre corset/bandage pour absorber la transpiration. De cette façon l'intérieur du bandage restera propre plus longtemps et le risque d'irritation de peau sera réduit.
- Pour d'éventuelles réparations, veuillez contacter votre orthopédiste.

Conseils d'entretien

- Ne lavez pas plus que nécessaire.
- Lavage à la main dans de l'eau tiède (+/-30°) avec un détergent fin et petite brosse. Faites attention que les velcros (si présent) soient bien superposés.
- Après lavage, rincer à l'eau froide.
- Ne pas mettre dans le sècheur ou sécher directement sur une source de chaleur. Dérouler sur un séchoir à linge ou sur un essuie.
- En cas de dommage ou d'usure veuillez laisser réparer votre corset ou bandage au plus vite, ceci évitera des frais supplémentaires. Avant que vous apportiez votre corset ou bandage en réparation, il devra être nettoyé.

Période de renouvellement

LOMBOSTATS	
-14 ans	1 an
14 à 21 ans	2 ans
+21 ans	4 ans

CEINTURES INGUINALES, CEINTURES ET CEINTURES ABDOMINALES			
Prefab		Sur mesure	
-21 ans	1 an	-16 ans	1 an
+21 ans	3 ans	+16 ans	3 ans

CORSETS			
Prefab		Sur mesure	
-21 ans	1 an	-14 ans	1 an
		14 - 21 ans	2 ans
+21 ans	3 ans	+21 ans	5 ans

